

# BIOCLOR

P.M.C. Reg. Min. Salute n. 18743



## DISINFETTANTE AD AZIONE BATTERICIDA IN COMPRESSE DI CLORO EFFERVESCENTI



- ◆ **PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO CLORO ATTIVO**
- ◆ **ELEVATE PRESTAZIONI DISINFETTANTI**
- ◆ **PRECISIONE NEL DOSAGGIO**

BIOCLOR è un disinfettante in compresse effervescenti che si scioglie rapidamente in acqua liberando cloro attivo. Grazie alla sua formulazione BIOCLOR libera in soluzione acquosa il principio attivo acido ipocloroso particolarmente efficace nel ridurre il numero di batteri ed eliminare i cattivi odori. Ambienti di applicazione: settore ospedaliero, case di cura, case di riposo, scuole, caserme, alberghi, comunità, ristorazione, mense bar, industria alimentare, abitazioni domestiche. Ideale per la disinfezione di pavimenti, superfici in genere, coltelli e taglieri, contenitori, serbatoi, servizi igienici, tavoli e sedie. Indispensabile per i piani H.A.C.C.P. Utilizzabile anche per lavaggio antisettico di tetterelle, biberon e per la sanitizzazione di frutta e verdura.

| Formato | Pezzi per cartone | Confezioni per strato | Confezioni per pallet | Codice EAN | Codice prodotto |
|---------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| 1Kg     | 6                 | 14                    | 84                    |            | OMFG0444        |

## UTILIZZO

| MATERIALI       |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
| Vetro           | ■ | ■ | ■ |
| Inox            | ■ | ■ | ■ |
| Alluminio       | ■ | ■ | ■ |
| Argento         | ■ | ■ | ■ |
| Rame            | ■ | ■ | ■ |
| Ottone          | ■ | ■ | ■ |
| Laminati        | ■ | ■ | ■ |
| Legno Naturale  | ■ | ■ | ■ |
| PVC             | ■ | ■ | ■ |
| Gomma           | ■ | ■ | ■ |
| Linoleum        | ■ | ■ | ■ |
| Moquette        | ■ | ■ | ■ |
| Ceramica        | ■ | ■ | ■ |
| Gres            | ■ | ■ | ■ |
| Cotto           | ■ | ■ | ■ |
| Klinker         | ■ | ■ | ■ |
| Marmo           | ■ | ■ | ■ |
| Ardesia         | ■ | ■ | ■ |
| Cemento         | ■ | ■ | ■ |
| Pietre Naturali | ■ | ■ | ■ |

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

## ISTRUZIONI PER L'USO

BIOCLOR compresse deve essere disciolto in acqua. La concentrazione ottimale d'impiego corrisponde a 250ppm di cloro, corrispondente per ogni grammo di prodotto ad una dissoluzione in 1 litro di acqua. Preparare la soluzione da utilizzare aggiungendo al volume scelto di acqua il corrispondente numero di compresse. A soluzione terminata assicurare un contatto di almeno 5 minuti tra la soluzione e le superfici, attrezzature, utensili, recipienti, serbatoi, tubazioni, suppellettili da trattare.

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

1 compressa da 3 gr in 3 litri di acqua. Preparare la soluzione da utilizzare aggiungendo al volume desiderato di acqua il corrispondente numero di compresse.

